

2009年12月15日

お客様各位

株式会社ホトロン

接続ケーブル仕様変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2009年12月より、看護・介護用センサー「マツ太君」、「おき太君」、「う〜ご君」の3製品に付属する接続ケーブルの仕様を変更いたしました。

このたびの仕様変更は、ケーブルの断線防止を強化するために行ったものです。

本書面2ページ目の「新旧接続ケーブル比較写真」にて、新旧接続ケーブルの外観写真をご覧ください。

つきましては、接続ケーブルの製品型番を、下記の通り変更させていただきます。

今後ご発注いただきます際には、新しい製品型番をご使用くださいますようお願い申し上げます。

《新しい製品型番》

マツ太君、おき太君用接続ケーブル：HB-CS-〇〇（旧 HB-KS-〇〇）

う〜ご君用接続ケーブル：HB-CT-〇〇（旧 HB-TK-〇〇）

なお、この度の仕様変更に伴う価格の変更はございません。

新しい接続ケーブルは、2009年12月より順次出荷しております。

（機種により出荷時期が前後する場合がございますのでご了承ください。）

今後とも、変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしく御礼申し上げます。

以上

新旧接続ケーブル比較写真

対象製品名： マッ太君 おき太君 う〜ご君

新



断線対策として、マッ太君とおき太君用の接続ケーブル中継ボックス部に「ON・OFFスイッチ」を設置しました。

(う〜ご君用の接続ケーブル中継ボックス部にはON・OFFスイッチはありません。)

旧



旧 マッ太君/おき太君用



旧 う〜ご君用

接続ケーブルの製品型番
新しくなります！

	新	旧
マッ太君用 おき太君用	HB-CS-〇〇	HB-KS-〇〇
う〜ご君用	HB-CT-〇〇	HB-TK-〇〇